

Kare Medical are plăcerea să vă prezinte dispozitivele Bilevel din linia de produse SleepOne. Dispozitivele SleepOne Bilevel sunt concepute pentru a oferi suport bilevel pentru respirație în mod precis și spontan. Cu SleepOne Bilevel ST, pacienții pot fi, de asemenea, tratați cu ventilație spontană și temporizată. Fie că pacientul declanșează dispozitivul, fie dispozitivul este declanșat de rata de backup, SleepOne Bilevel ST este un dispozitiv terapeutic fiabil. Având un algoritm îmbunătățit, acesta este suficient de exact în identificarea încercărilor de respirație ale pacienților.

Sensibilitatea de declanșare reglabilă crește gradul de sincronizare cu pacientul și face ca dispozitivul să fie util pentru diferite grupe de pacienți. Inspirația de declanșare este reglabilă de la fluxul de 2 l / min la 20 l / min.

Pentru a crește sincronizarea dispozitiv-pacient, ambele curbe de schimbare a presiunii IPAP-EPAP și EPAP-IPAP pot fi rotunjite în 5 pași.

Această setare îmbunătățește confortul pacientului, mărind astfel sincronizarea.

Sursa de alimentare internă asigură o manipulare ușoară în timpul deplasării și previne dezordinea cauzată de cabluri în dormitor. Pentru funcționarea dispozitivului este suficient numai un cablu de alimentare subțire.

Accesorii opționale sunt disponibile la cerere: Un adaptor de îmbogățire cu oxigen ; un convertor pentru utilizarea cu mufă de 12V în mașini, camioane și bărci;



- **Terapie spontană**
- **Terapie spontană temporizată**
- **Terapie bilevel temporizată, până la 35 cm H₂O IPAP ...**



Specificații tehnice

Moduri disponibile
 Interval de presiune (cm H₂O)

CPAP, Bilevel S, Bilevel ST, Bilevel T
 • Modul CPAP 3 - 20 cm H₂O (trepte de 0,5)
 • Modul IPAP Bilevel 6 - 35 cm H₂O (trepte de 0,5)
 • Modul EPAP Bilevel 3 - 32 cm H₂O (trepte de 0,5)

Rata de back-up
 Inspirație de declanșare
 Expirație de declanșare

4 - 40 BPM (respirații pe minut)
 2 l / min - 20 l / min reglabil
 - %10 - %90 din fluxul inspirat

Raportul I: E

1: 0,5 până la 1: 4,0

Rotunjire IPAP

0 - 5

Rotunjire EPAP

0 - 5

Ajustarea altitudinii

Automată

Dimensiuni (WxDxH)

18,1 x 15,5 x 11,7 cm

Greutate

1,20 kg

Consumul de energie

65 Watt

Tensiune

100-230 V AC

Garanție

2 ani

Nivelul de zgomot

<29 dB

Software pentru rapoarte

Software-ul SleepOne

Auto-On / Auto Off

da

Management de date

Cardul SD stochează date terapeutice detaliate din maxim 365 de nopți

